

DES FAUTEUILS SPÉCIFIQUES POUR LES MALADES HUNTINGTON PRÊTÉS PAR L'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE

En 2006, grâce à l'obtention d'un don fait par la Caisse d'Epargne Ile-de-France, l' AHF a pu acquérir 15 fauteuils Kirton « Oméga ». Cette action a été et est toujours très positive, elle a permis de satisfaire la demande de 26 adhérents.

Ces fauteuils sont prêtés, donc mobiles et sont attribués à d'autres personnes dès que les familles n'en ont plus l'usage.

En 2015, la fondation Bouygues a permis l'achat de 4 nouveaux fauteuils spécifiques pour les malades Huntington. L'AHF a choisi d'acquérir 2 fauteuils de taille moyenne (assise 43 cm) et 2 fauteuils de petite taille (assise 38 cm) en espérant satisfaire l'attente de ses adhérents. Ils pourront être répartis sur tout le territoire.

En 2019, l'AHF a participé à un appel à projet du Fonds de dotation Handicap et Sociétés afin de pouvoir acquérir de nouveaux fauteuils. Le Fonds Handicap et Sociétés a répondu positivement à sa demande en attribuant un budget permettant d'acheter 2 nouveaux fauteuils. A cette occasion et compte tenu de la demande, l'AHF a complété le budget pour commander un 3^e fauteuil. Ce sont donc 3 nouveaux fauteuils qui peuvent être prêtés à partir de 2019.

Pour obtenir ce prêt de fauteuil, la personne ou la famille doit être adhérente à l'Association, faire une demande écrite au siège et s'engager à le restituer à l'AHF dans le meilleur état possible.

L'AHF reste à votre disposition pour plus de renseignements. Ces fauteuils sont assez imposants, veuillez trouver ci-dessous quelques renseignements.

Le fauteuil Omega est conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Huntington.

L'Omega est pionnier dans l'ergonomie et la qualité d'assise pour des personnes agitées qui passent de longues périodes dans leur fauteuil. Dans un fauteuil Omega, le corps est entièrement pris en charge. Le plus du fauteuil est l'inclinaison de l'assise et du dossier. Le dossier large à double courbure assure une grande stabilité et son inclinaison par un mécanisme simple assure une position toujours correcte.

Fiche technique : Omega 380, vérin à gaz

Fauteuil avec 4 roulettes 100mm dont 2 avec freins Velcros pré-installés

pour possibilité d'ajouter des housses

Barre à pousser

Inclinaison du dossier/assise par vérin à gaz

Dossier ergonomique avec maintien latéral

Assise : module amovible pour nettoyage

Profondeur assise standard : 430mm

Aide à la prévention d'escarres : dossier, assise, repose jambes, dessus d'accoudoirs et intérieurs

Repose jambes sur roulettes avec système de fixation sur fauteuil

